











PHILIPS

VOLCANO

Catéteres IVUS

Características y especificaciones

	Eagle Eye Platinum	Eagle Eye Platinum ST	Revolution	Visions PV .018	Visions PV .035
					
					
Frecuencia/tipo	20 MHz digital 64 elementos	20 MHz digital 64 elementos	45 MHz único elemento rotacional	20 MHz digital 64 elementos	10 MHz digital 64 elementos
Vaso	Coronario, periférico	Coronario, periférico	Coronario	Periférico pequeño	Periférico grande
Diámetro máximo de imágenes	20 mm	20 mm	14 mm	24 mm	60 mm
Diámetro en el transductor	3.5F	3.5F	3.2F	3.5F	8.2F
Perfil de entrada de la punta	0.019pulg	0.019 pulg	0.022 pulg	0.030 pulg	0.055 pulg
Longitud de la punta al transductor	10 mm	2.5 mm	29 mm	10 - 13 mm	13.5 mm
Marcadores radiopacos	Escaner + 3 marcas separadas 10 mm	Escaner + 3 marcas separadas 10 mm	Un marcador + transductor	Solo escáner	Escáner + 25 marcas separadas 10 mm
Longitud de trabajo	150 cm	150 cm	135 cm	135 cm	90 cm
Longitud del lumen del cable	24 cm	24 cm	2.3 cm	31 cm	90 cm
Guía máxima	0.014 pulg	0.014 pulg	0.014 pulg	0.018 pulg	0.038 pulg
Catéter guía mínimo	5F (DI≥0.056 pulg)	5F (DI≥0.056 pulg)	6F (DI≥0.064 pulg)	6F (DI≥0.064 pulg)	NC
Tamaño mínimo de la vaina	5F	5F	NC	6F	8.5F
Plataforma de colocación	Intercambio rápido	Intercambio rápido	Intercambio rápido	Intercambio rápido	Por encima de la guía
Procedimiento de imagen patentados	VH IVUS, ChromaFlo	VH IVUS, ChromaFlo	NC	ChromaFlo	NC
Número de catálogo	85900P	85900PST	89000	86700	88901

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.
Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V.
o de sus respectivos propietarios.

Todas las imágenes son solamente ilustraciones artísticas y no se deben considerar como dibujos o fotografías de ingeniería.
Este producto está diseñado para ser utilizado por o bajo la supervisión de un médico. Antes de utilizarlo, es importante leer el prospecto de instrucciones de uso, advertencias
y complicaciones posibles asociadas al uso de este dispositivo.
La información aquí contenida es para distribución en México por Medstent S.A. de C.V

Philips Volcano
Volcano Europe SPRL/BVBA
41 Excelsiorlaan, 1930 Zaventem, Bélgica
www.philips.com, www.volcanocorp.com
Referencia: D000118517

Medstent S.A. de C.V. Tabasco # 294-302 Col. Roma, Cuahtémoc 06700 Ciudad de México,
México. No de Registro Sanitario: 2274C2011 SSA.
0300C2012 SSA
1228C2013 SSA
No SSA Publicidad: 173300202C7384